

Suprafață	Curățare/Dezinfecție	Frecvență	Metodă	Produs	Conc.	Temp/Temp contact
ABATOR						
Uși, pereți, podele	Curățare	În zilele de tăiere	Spumă	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	În zilele de tăiere	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Utilaje, accesorii, echipamente	Curățare	În zilele de tăiere	Spumă, imersie în baie	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	0°C, 15 min.
	Dezinfecție	În zilele de tăiere	Sprey	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Marmite	Curățare	În zilele de tăiere	Spumă, imersie în baie	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Dacă este necesar	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
CAMERE DE PRODUCȚIE						
Uși, pereți, podele	Curățare	Zilnic	Spumă	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Zilnic	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Echipamente și mașini	Curățare	Zilnic	Spumă	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Zilnic	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Accesorii, parti mici	Curățare	Zilnic	Manual, imersie în baie	Tribin ST	2-3%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Zilnic	Pulverizare, imersie în baie	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Tocătoare	Curățare	Zilnic	Manual	Tribin ST	2%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Zilnic	Pulverizare, imersie în baie	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
Celule de afumare	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	RHE DK	5-10%	50°C, 20 min.
	Dezinfecție	Nu se aplică				
Cuptoare convecție	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	RHE DK	3-5%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Nu se aplică				
Marmite	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	Sibin, Lactopan	5%	90°C, 2-3 h
	Dezinfecție	Nu se aplică				
Forme șuncă, țepușe	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	Tribin ST sau Lactopan	5%	50°C, 30 min.
	Dezinfecție	Dacă este necesar	Imersie în baie	TOLO 880*	1%	20°C, 60 min.
Mașini injecție	Curățare	Dacă este necesar	Pulverizare, imersie în baie	Lactopan (imersie), Spezial 38 S (pulverizare)	5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Dacă este necesar	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Garnituri	Curățare	Lunar	Spumă	Orbin VR-S	7%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Nu se aplică				
CAMERE de VÂNZARE și PREPARARE						
Uși, pereți, podele	Curățare	Zilnic	Manual	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Echipamente și mașini	Curățare	Zilnic	Manual	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Accesorii	Curățare	Zilnic	Manual	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Cuțite	Curățare	Zilnic	Manual	Tribin ST	2%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare, imersie în baie	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
Tejghele, rafturi	Curățare	Zilnic	Manual	Antisept RD Plus*	2%	50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
CAMERE de RĂCIRE						
Uși, pereți, podele	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	După curățare	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
Rafturi	Curățare	Dacă este necesar	Spumă	Orbin VR-S (6zile), Special 38 S (1 zi)	3-5%	50°C, 15 min.
	Dezinfecție	După curățare	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
CUTII, CONTAINERE, ACCESORII						
Cutii, containere, accesorii	Curățare	Tot timpul	Curățare automată	Lactopan, Tribin ST	0,5-1 %	50-60°C
	Dezinfecție	Dacă este necesar	Automată	TOLO 880*	Depinde de produs	
CAMERE PERSONAL						
Podele, pereți, dușuri, spălător	Curățare	Zilnic	Manual	Petrosol Citro (sanitare), Omnia Unacid		50°C, 5 min.
	Dezinfecție	Săptămânal	Pulverizare	TOLO 880*	1%	20°C, 30 min.
IGIENĂ PERSONAL						
MÂINI	Curățare	De câteva ori pe zi	Manual	TOLO Soft	100%	
	Dezinfecție	De câteva ori pe zi	Manual	Antisept ALH*	100%	